



DR NELLY GAUTHIER

PLUS DE MUSCLES ET MOINS DE GRAISSE AVEC UN NOUVEAU DISPOSITIF, LE EMSCULPT

A NEW DEVICE THAT BUILDS MUSCLE WHILE REDUCING FAT

BTL Industries présente une nouvelle approche révolutionnaire pour le traitement de l'abdomen et des fesses avec son dispositif innovant, le EMSCULPT. C'est la seule technique non-invasive qui permet à la fois de gagner du muscle et de brûler les graisses. Il s'agit d'une vraie avancée technologique qui révolutionne les méthodes non-invasives de remodelage corporel. Elle permet également de traiter la zone des fessiers de manière totalement non-invasive et d'obtenir des fesses galbées et toniques sans recourir à des injections. EMSCULPT est très innovante car elle va beaucoup plus loin qu'une simple réduction du tour de taille ou qu'une augmentation des fesses par chirurgie. EMSCULPT permet aux patients d'obtenir des résultats encore plus efficaces en matière de body contouring.

Pushing the leading edge of body shaping to another level, BTL Industries presents a new ground-breaking approach for treating the abdomen and buttocks with its new innovative device – the EMSCULPT. It is the world's only non-invasive procedure to simultaneously build muscle and burn fat, making it the most recent technological advance to revolutionise non-invasive body shaping treatments. This procedure also allows the buttocks area to be treated completely non-invasively, lifting it and making it tighter, with no injections necessary!

It is an entirely new technology in a category that goes beyond waist line reduction and surgical buttock augmentation. EMSCULPT helps patients achieve next-level contouring results.



ien que nos muscles représentent environ 35% du corps, les traitements esthétiques existants ne s'adressent souvent qu'à la graisse ou à la peau. «Il existe des solutions pour réduire la masse graisseuse mais celles-ci ne se préoccupent que peu du tonus corporel qui ne bénéficie d'aucun progrès. Depuis longtemps le développement musculaire est confiné à des entraînements intensifs, laborieux et chronophages. Avec l'arrivée de EMSCULPT, cette époque est révolue», a annoncé le Docteur Nelly Gauthier, médecin esthétique à Paris, France. L'utilisation de EMSCULPT ne se limite pas au traitement des patients faisant de l'exercice physique et n'arrivant pas à améliorer leur masse musculaire. Grâce à EMSCULPT il est possible de traiter une nouvelle patientèle qui ne répondait pas aux traitements existants de body contouring. «Les bénéfices de EMSCULPT s'adressent aussi bien aux hommes qu'aux femmes, à un public jeune qu'aux personnes d'âge moyen ou plus âgées», ajoute le médecin. «EMSCULPT est une excellente solution pour obtenir une silhouette meilleure dessinée tout en limitant les craintes des patients concernant les procédures esthétiques.»

EMSCULPT sublime le corps grâce à l'énergie électromagnétique focalisée de haute intensité (HIFEM®). Un champ électromagnétique concentré est envoyé de façon non-invasive à travers le corps et interagit avec des neurones moteurs qui déclenchent des contractions musculaires extrêmement denses. L'exposition des muscles à ces contractions entraîne un renforcement musculaire. L'énergie focalisée fournit près de 20 000 contractions musculaires fortes par séance, accompagnées d'une réaction métabolique rapide qui s'attaque aux cellules graisseuses. Cela permet non seulement de renforcer et de tonifier le muscle, mais aussi de réduire la masse graisseuse sans affecter les tissus environnants. Ces contractions maximales ne peuvent pas être atteintes par une action musculaire normale. HIFEM utilise une gamme spécifique de fréquences qui empêche les muscles de se détendre entre deux stimulations consécutives. «L'intensité de l'énergie fournie aux muscles est adaptée à la sensibilité de chaque patient, de sorte que la tolérance est maximale», explique ➤