

# BTL RESPIRATOR

## МЕДИЦИНСКИЙ РЕСПИРАТОР FLAT-FIT

### Регулируемый фиксатор для носа и эластичный повязочный материал

- Обеспечивают максимальное прилегание с целью предотвращения утечки воздуха
- Увеличивают безопасность

### Электростатически заряженные микроволокна

- Высокая эффективность фильтрации
- Низкое сопротивление дыханию

### Высокая эффективность фильтрации

- Одобрен к применению как респиратор **класса FFP2**
- Одобрен к применению для защиты от SARS- CoV-2 в соответствии PPE-R/02.075 версия 1
- Эффективность бактериальной фильтрации > 99,9% в соответствии с EN 14683
- Эффективность фильтрации хлорида натрия > 96% в соответствии с EN 149:2001+A1:2009
- Протестировано на устойчивость к брызгам в соответствии с EN 14683

### Эргономичная форма

- Подходит для большинства типов лица

### Просторная дыхательная камера

- Обеспечивает комфорт во время разговора



BTL-RU@BTLNET.COM | WWW.BTLMED.RU



Медицинский респиратор FLAT-FIT разработан специально для обеспечения **максимальной безопасности без ущерба для вашего комфорта.**

**Эффективность фильтрации респиратора класса FFP2** достигается за счет **электростатически заряженных микроволокон**, которые притягивают и улавливают находящиеся в воздухе частицы.

Оптимальная плотность фильтрующей мембраны обеспечивает **надежную защиту и низкое сопротивление дыханию.**

# FFP2



# BTL RESPIRATOR



## Высокая эффективность для вашей безопасности

### Характеристики

Класс фильтрации	<b>FFP2</b>
EN 14683:2019 + AC:2019	Протестировано на устойчивость к брызгам
EN 14683:2019 + AC:2019	Эффективность бактериальной фильтрации > 99,9%
EN 149:2001 + A1:2009	Эффективность фильтрации хлорида натрия > 96%
PPE-R/02.075 версия 1	Одобен к применению для защиты от SARS-CoV-2
Клапан	Нет

### Информация для заказа

Код заказа для 1 шт.	905-RODU01HR-P
Минимальный заказ	(кратно) 200 шт.
Содержимое кейса	Всего 200 респираторов, Упаковано в 8 отдельных коробок
Содержимое коробки	25 респираторов в каждой коробке
Размеры коробки (мм)	252 × 95 × 120
Размеры кейса (мм)	510 × 195 × 245



905-79RESPDU01HREN100: BTL\_Respirator\_LF\_One-sheeter\_RU100

