

BTL-1800 TILT

STÓŁ PIONIZACYJNY DO TESTÓW POCHYLENIOWYCH












- ◇ stół zaprojektowany specjalnie do wymogów badania
- ◇ sterowanie elektryczne
- ◇ szybkie opuszczanie stołu (do 5 sekund)
- ◇ wysoki poziom bezpieczeństwa dla pacjenta i obsługującego
- ◇ funkcjonalna stylistyka
- ◇ wytrzymała i stabilna konstrukcja
- ◇ szeroki wybór kolorów



Parametry techniczne

długość	210 cm	
szerokość	80 cm	
wysokość	70 cm w pozycji horyzontalnej	
leżysko	jednosegmentowe, zdejmowalny podnóżek	
nachylenie	0-75 °	
	podniesienie	do 15 sekund
	opuszczenie	do 5 sekund
sterowanie	nożne, silnik elektryczny i hydraulika	
bezpieczeństwo	3 pasy bezpieczeństwa, sprzężone przesuwanie	
obciążenie	170 kg	
wyposażenie opcjonalne	uchwyt na papier higieniczny	

WZORNIK KOLORÓW

	biały nr katalogowy T010.030		pomarańczowy nr katalogowy T010.034		ciemnozielony nr katalogowy T010.038
	szary nr katalogowy T010.031		czerwony nr katalogowy T010.035		szaroniebieski nr katalogowy T010.039
	beżowy nr katalogowy T010.032		bordo nr katalogowy T010.036		ciemnoniebieski nr katalogowy T010.041
	żółty nr katalogowy T010.033		jasnozielony nr katalogowy T010.037		