

BTL CRYOTHERAPY

TERAPIA ZIMNEM

Materiał edukacyjny przygotowany przez dystrybutora – BTL Polska Sp. z o.o., na podstawie informacji dostarczonych przez producenta wyrobu. Niniejszy dokument nie zastępuje instrukcji obsługi. Materiał przeznaczony wyłącznie dla osób wykonujących zawód medyczny lub prowadzących obrót wyrobami medycznymi, nie jest przeznaczony do przekazywania pacjentom.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Mimo że dołożyliśmy wszelkich starań, aby przekazać precyzyjne i aktualne informacje, nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne pomyłki i błędy w druku w niniejszym katalogu. Produkty i ich specyfikacje, przedstawione w tym katalogu, mogą różnić się w zależności od kraju, w którym są sprzedawane.



BTL CRYOTHERAPY

TERAPIA ZIMNEM

BTL CRYOTHERAPY to terapia, która wykorzystuje niskie temperatury schłodzonego powietrza w celu rozluźnienia mięśni, hamowania stanu zapalnego oraz redukcji dolegliwości bólowych układu mięśniowo-szkieletowego.

Temperatura zimnego powietrza sięga nawet do -35°C . Terapia może być prowadzona w tradycyjny sposób za pomocą aplikacji dynamicznej lub całkowicie bezobsługowo z wykorzystaniem rękawów.

KRIOTERAPIA DYNAMICZNA

Podczas aplikacji dynamicznej terapeuta może zastosować różne rozmiary dysz w oparciu o efekty terapii i obszar leczenia. Dysza płasko-strumieniowa przeznaczona jest do terapii dużych obszarów ciała w krótszym czasie, a także wykorzystywana jest do zaawansowanych technik powięziowych.

KRIOTERAPIA BEZOBSŁUGOWA

Urządzenie oferuje możliwość przeprowadzenia całkowicie bezobsługowej terapii poprzez wykorzystanie rękawów przeznaczonych do różnych okolic ciała. Połączenie stopniowo dawkowanej kompresji oraz schłodzonego powietrza pozwala skutecznie zredukować obrzęk w dotkniętym obszarze.

NAJCZĘSTSZE WSKAZANIA

- Zespoły bólowe
- Stany zapalne
- Zwiększone napięcie mięśni
- Urazy sportowe
- Stany pooperacyjne
- Reumatoidalne zapalenie stawów



WŁAŚCIWOŚCI

- Temperatura do -35°C
- 9 poziomów natężenia powietrza
- Kolorowy ekran dotykowy 7"
- Gotowe protokoły zabiegowe
- Programy użytkownika
- Tryb pracy ciągły, pulsacyjny



SZEROKI WYBÓR AKCESORIÓW



Wąż zabiegowy z końcówkami: Ø5, Ø10, Ø15 mm oraz dyszą kątową



Podwójny adapter



Dysza płasko-strumieniowa



Rękaw stożkowy L



Rękaw stożkowy M



Rękaw pierścieniowy



Rękaw na kostkę



Rękaw na łokieć



Rękaw na kończynę dolną



Rękaw płaski

PARAMETRY TECHNICZNE

MODEL

BTL CRYOTHERAPY

Rodzaje terapii	dynamiczna, bezobsługowa za pomocą rękawów
Tryby pracy	ciągły, pulsacyjny
Gotowe protokoły	tak
Programy użytkownika	tak
Dysza płasko-strumieniowa	tak
Ekran	7" z podświetleniem LED
Temperatura powietrza	do -35° C
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	600 × 700 × 950 mm
Waga	75 kg
Akcesoria standardowe	wąż zabiegowy z końcówkami Ø5, Ø10, Ø15 mm, dysza kątowna, uchwyt na akcesoria, zbiornik na wodę
Akcesoria opcjonalne	zestaw rękawów handsfree (rękaw na kostkę, rękaw łokciowy, rękaw płaski, rękaw stożkowy (L, M), rękaw pierścieniowy, pojedynczy adapter do rękawa); zestaw rękawów na kończynie dolne (2x rękaw na nogę, podwójny adapter do rękawa)